

## INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DEL EEG AMBULATORIO

Una vez que el tecnólogo termine de colocar los electrodos EEG en su cabeza, siga estos pasos:


1. Ve directamente a casa. Debe estar en casa dentro de los 90 minutos de haber salido del consultorio médico.
2. Encuentre un lugar en casa, preferiblemente en una mesa, para que su estuche negro de EEG permanezca durante la duración de su prueba. Debe colocarse donde el estuche esté plano.
3. No bloquee los agujeros en la parte posterior, frontal o superior de la caja negra del EEG.



4. Descomprima la bolsa negra unida a la unidad. Enchufe el cable de extensión negro en un tomacorriente de pared eléctrico estándar que no esté controlado por un interruptor de luz, asegurándose de no colocar el cable donde podría ser un peligro de tropiezo.



5. Retire las cámaras de la bolsa. Enchufe el CAM 1 en cualquier toma de corriente disponible en la habitación o donde planea dormir por la noche. Enchufe CAM2 en cualquier tomacorriente disponible en la sala de estar o donde planea pasar su tiempo inicialmente durante el día. Use la perilla de ajuste para inclinar la cámara según las instrucciones del equipo de monitoreo de EEG.



6. Un miembro del equipo de monitoreo de EEG se pondrá en contacto con usted después de que conecte el estuche negro de EEG para confirmar que todo funciona correctamente. El equipo de monitoreo de EEG proporcionará más instrucciones cuando sea necesario.

### **NORMAS GENERALES QUE DEBEN SEGUIRSE PARA UNA PRUEBA EXITOSA**

1. NO SALGA DE SU CASA hasta que el Equipo de Monitoreo de EEG le informe que la prueba se ha terminado.
2. Asegúrese de que su teléfono celular esté completamente cargado y con usted en todo momento.
3. El Equipo de Monitoreo de EEG se comunicará con usted por mensaje de texto o teléfono para informarle si está demasiado lejos del estuche negro de EEG para establecer una conexión durante los controles de calidad intermitentes.
4. El equipo de monitoreo de EEG se comunicará con usted al menos una vez cada 24 horas para que conecte el cable de extensión USB de la caja negra de EEG a la batería USB dentro de la bolsa que lleva.



5. Manténgase al día con sus registros de actividad y eventos del paciente durante toda la grabación.
6. El Equipo de Monitoreo de EEG le pedirá que les envíe imágenes de sus registros diariamente.
7. Recuerde, no puede usar duchas o baños mientras está conectado al aparato EEG.
8. Recuerde, quédese dentro de su casa y no haga nada extenuante que te causa a sudar, ya que el sudor excesivo puede afectar negativamente la calidad de la grabación.

**PARA EMERGENCIAS MÉDICAS DURANTE LA GRABACIÓN, LLAME AL 911**

**¿PREGUNTAS PARA EL EQUIPO DE MONITOREO DE EEG?**

**1-877-355-5222**